

- EMBLACEMENT COMPACT DES POUCHES DE DIALYSE
- VALIDATION DE LA PRÉPARATION DES POUCHES DE DIALYSAT AU BICARBONATE
- SÉCURITÉ DE LA SÉANCE DE DIALYSE



S³

S³.PHYSI. SBAN

ENSEMBLE DE BANNETTES POUR
L'INSTALLATION DES POUCHES DE DIALYSAT

S³

ENSEMBLE DE BANNETTES POUR L'INSTALLATION DES POCHES DE DIALYSAT

FICHE TECHNIQUE S³.PHYSI. SBAN - Réf. CD90

Logement sous forme de bannettes pour l'installation de l'ensemble de poches de dialysat au bicarbonate nécessaires à la réalisation de la séance de dialyse avec le moniteur S³ de Physidia.

Ces bannettes incorporent un système de détection du mélange des solutions présentes dans les deux compartiments des poches et permettent la validation de la reconstitution des poches de dialysat.

Spécifications techniques

Ensemble constitué de	5 bannettes
Hauteur	41,0 cm
Largeur	33,2 cm
Profondeur	40,7 cm
Poids (sec)	Environ 7 kg

Conditions de fonctionnement

Stabilité	5° maximale par rapport au plan horizontal
Charge maximale par bannette	Poche de 5l

Alimentation électrique

Alimentation électrique	Piles 2 *AA (2100 mAh)
Liaison avec le moniteur	Bluetooth

Conditionnement

Livré avec le moniteur S³



Les bannettes S³.PHYSI.SBAN sont conçues pour être utilisées avec le moniteur S³. Ce dispositif médical de classe IIb est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE selon la directive 93/42/CEE & 2007/47/CE.

Organisme évaluateur : CE0459 / LNE GMED. Lire attentivement les instructions d'utilisation livrées avec le produit avant utilisation.

Date de mise à jour du texte : 15 décembre 2017 / Version 1

CE 0459

Fabricant

PHYSIDIA, 11-13 boulevard des Bretonnières - 49124 Saint-Barthélémy-d'Anjou - France

Distributeur

PHYSIDIA, 11-13 boulevard des Bretonnières - 49124 Saint-Barthélémy-d'Anjou - France

S³ est une marque déposée de la société Physidia SAS